

Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch



Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkompresse

Kalt Anwendung: Die Kompressen werden für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompressen in ein Tuch eingewickelt werden.

Warm Anwendung: Die Kompressen werden für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Kompressen auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Kompressen nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompressen in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6118



Zubehör zum Artikel

