



## Produktinformationsblatt



### THERA-BAND® Griffe

Die TheraBand Griffe dienen als Ersatz- oder Alternativgriffe in Kombination mit dem Thera Band Tubing, oder auch dem TheraBand Therapieband.

Bei Benutzung mit dem Übungsband wird dieses am Ende des Handgriffs festgeknotet. Mit Hilfe des verstellbaren Schlaufensystems kann die Schlaufe unterschiedlich gross eingestellt werden. Das Thera-Band Übungsband kann dann an einem weiteren Griff befestigt und als Tube verwendet werden. Die Grifffläche ist mit Schaumstoff ummantelt, was einen festen und angenehmen Griff ermöglicht.

Verstellbares Schlaufensystem

Mit angenehm weichem Schaumstoffgriff



Artikelnummer: 43164

## Zubehör zum Artikel

