




Produktinformationsblatt

Venenkissen

Mit dem Beinhochlagerungskissen mindern Sie den Druck auf den Beinen und lindern so die Schmerzen. Das anatomisch geformte Venenkissen bildet die natürliche Form der Beine nach und ermöglicht so ein druckstellenfreies Liegen. Ob Zuhause, in Pflege- und Seniorenheimen oder in der Therapie, das orthopädische Venenkissen ist das ideale Hilfsmittel für die Beine. Durch die spezielle Aussparung für den Unterschenkel bzw. die Wade, bietet das Beinlagerungskissen ein anatomisches und komfortables Liegen. Zusätzlich gleicht das Liegen mit einem Venenkissen auch ein Hohlkreuz aus. Die von Druck geplagten und geschwollenen Beine und Venen werden optimal entlastet. Das Beinkissen wird in allen Bereichen, Physiotherapie, Ergotherapie, Homecare und im privaten Bereich eingesetzt und empfiehlt sich bei Venenproblemen und Krampfadern. Das Venenkissen gibt es in unserm Sortiment in der Variante aus Kunststoff (aufblasbar) oder mit Weich-Schaumstoffkern und Kunstlederbezug für den professionellen Einsatz in der Therapie. Das orthopädische Kissen für die Beine ist mit einem strapazierfähigen und desinfizierbaren Kunstlederbezug ausgestattet. Das Kunstledermaterial ist stossfest und abriebfest. Der Schaumstoffkern bietet zudem einen kontinuierlichen Halt und stützt den Liegenden optimal.

Masse Kissen: 55 x 67 x 22,5 cm

Hygienisch und Desinfizierbar

Raumgewicht: 25

Stauchhärte: 40

Artikelnummer: T3378-01

Zubehör zum Artikel

T3350-01 - Halbrolle - 50 x 18 x 9 cm, blau

T3355-02 - Dreiviertelrolle - 50 x 18 x 15 cm, rot

T3360-01 - Rolle - 50 cm, Ø 20 cm, blau

T3363-02 - Positurkissen/Lagerungskissen - 50 x 25 x 20 cm, rot

T3368-01 - Kopfkissen - 40 x 30 x 9 cm, blau



T3350-01



T3355-02



T3360-01



T3363-02



T3368-01