

## Produktinformationsblatt

### Sitzkeilkissen nach Brügger

Das Sitzkissen wird durch die Keilform auch als orthopädisches Keilkissen zum aufrechten Sitzen eingesetzt. Durch die flache Schräge wird beim Sitzen auf dem Kissen das Becken ventral nach vorne gekippt. Dadurch streckt sich die Wirbelsäule und sie nehmen automatisch eine aufrechte Haltung ein und ihr bleibt entspannt. Das Sitzkeilkissen nach Brügger besteht aus einem Kern aus Schaumstoff und einem strapazierfähigen Bezug aus Kunstleder. Bei der Brügger Therapie liegt der Fokus beim aufrechten Sitzen im Alltag. Das Sitzkeilkissen mindert dabei Fehlbelastung des Bewegungsapparates, der Wirbelsäule und der Gelenke.


Masse Orthopädisches Keilkissen: 37 x 37 x 7 cm

Mit verdecktem Reissverschluss

Hochwertiger Kunstlederbezug

Grosse Farbauswahl

**Artikelnummer: T3375-02**



## Zubehör zum Artikel

T3353-01 - Halbrolle - 50 x 15 x 7,5 cm, blau

T3356-02 - Dreiviertelrolle - 50 x 15 x 12 cm, rot

T3360-01 - Rolle - 50 cm, Ø 20 cm, blau

T3368-01 - Kopfkissen - 40 x 30 x 9 cm, blau

T3377-02 - Lordosekissen - 40 x 29 x 6 cm rot

