



## Produktinformationsblatt

### Nasenhörnchen

Das Nasenhörnchen ist eine ideale Auflage zur Lagerung des Gesichtes auf der Therapieliege oder der Gymnastikmatte. Das Nasenhörnchen ist im Vergleich zur Gesichtsauflage mit Gelfüllung, mit Weich-Schaumstoff gefüllt. Dadurch ist das Massagekissen körperwarm und angenehm weich. Das Gesichtskissen zählt zu den Lagerungshilfen und wird vorwiegend bei der Massage und in der Physiotherapie verwendet. In der Rundung, auf der die Stirn aufliegt, befindet sich keine störende Naht und der Schaumstoff ist an dieser Stelle weich und angenehm, wodurch Druckstellen verhindert werden. Das Nasenhörnchen ist mit einem robusten Kunstlederbezug bezogen. Der Bezug ist sehr strapazierfähig und Sie können diesen gut desinfizieren und reinigen. Sollte der Bezug dennoch zu Verschlüssen sein, verfügt die Gesichtsauflage über einem Qualitätsreissverschluss. Das hat den Vorteil, dass sich der Bezug abnehmen lässt und Sie diesen durch einen neuen Kunstlederbezug ersetzen können.

Gepolsterte Gesichtsauflage  
Weich und druckfrei  
Masse: (LxBxH) 30 x 32 x 7 cm

**Artikelnummer: T5134-02**

### Zubehör zum Artikel

